

壮观/奇霉素溶液(Spectinomycin,50mg/ml)

产品简介:

壮观霉素(Spectinomycin)又称奇霉素,是一种氨基糖苷类抗菌素,能与细菌的30S核蛋白体结合从而阻碍蛋白质的合成,CAS号为21736-83-4,分子量为405.27。

Leagene Spectinomycin Solution(50mg/ml)由高纯度壮观霉素和去离子水配置而成的储存液,经无菌处理。该试剂仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	CA0135	Storage
	Spectinomycin Solution(50mg/ml)		10ml
使用说明书			1份

操作步骤(仅供参考):

1、根据实验具体要求操作。一般工作浓度为50~100 μ g/ml。

注意事项:

- 1、注意无菌操作,避免污染。
- 2、尽量减少反复冻融的次数,以免效率下降。
- 3、试剂开封后请尽快使用,以防影响后续实验效果。
- 4、为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 12个月有效。低温运输,-20°C保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CA0002	G418 溶液(geneticin,20mg/ml)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DA0020	Hoechst33342/PI 细胞凋亡染色试剂盒
DH0006	苏木素伊红(HE)染色液(醇溶)
NR0003	Lezol(总 RNA 抽提试剂)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)