

ELISA 包被缓冲液(1×)

产品简介:

Leagene ELISA 包被缓冲液(1×)主要由碳酸钠、碳酸氢钠、防腐剂等组成, pH 值约为 9.6, 主要用于 ELISA 实验中包被 96 孔板的孔, 该试剂为 1×工作液, 直接使用。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号		
	IT0020	IT0020	Storage
ELISA 包被缓冲液(1×)	100ml	500ml	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(仅供参考):

- 在实验前 1 天, 用 BSA 或其他包被用物质溶解于 ELISA 包被缓冲液(1×), 包被 96 孔板。
- 注意不要包被用作空白对照的孔, 用塑料膜包裹平板, 4°C 温育过夜。

注意事项:

- 注意密闭保存, 避免挥发。一旦开封, 保质期就会大大缩短。
- 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12 个月有效。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0005	磷酸缓冲盐溶液(1×PBS, 无钙镁)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DF0111	组织固定液(10% NBF)
DM0007	瑞氏-姬姆萨复合染色液
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TC1167	尿素(Urea)检测试剂盒(脲酶波氏比色法)